












**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

**Symbols Used**

<p><b>LOT</b></p> <p>GB- Lot Number DE – Chargennummer DK – Lotnummer ES- Número de lote FI – Eränumero FR- Numéro de lot IT- Numero di lotto PT – Número de lote NL – Partijnummer NO – Lotnummer SV - Partinummer</p>	<p></p> <p>GB- Use Until Date DE – “Verwendbar bis” Datum DK – Sidste anvendelsesdato ES- Fecha de caducidad FI - Viimeinen käyttöpäivä FR- Date limite d'utilisation IT- Usare fino alla data NL - Uiterste gebruiksdatum NO - Utløpsdato PT – Utilizar até SV - Används före</p>	<p></p> <p>GB- Do Not Re-use DE – Nicht wiederverwenden DK – Må ikke genbruges ES- No reutilizar FI - Ei saa käyttää uudelleen FR- À usage unique IT- Non riutilizzare NL - Voor eenmalig gebruik NO - Skal ikke gjenbrukes PT – Não reutilizar SV - Får ej återanvändas</p>	<p></p> <p>GB- Do not use if product is opened or damaged. DE – Nicht verwenden, wenn die Packung bereits offen oder beschädigt ist. DK – Må ikke anvendes, hvis produktet er åbnet eller beskadiget. ES- No utilizar si el envase está abierto o dañado FI - Ei saa käyttää, jos tuote on avattu tai vaurioitunut. FR- Ne pas utiliser si le produit a été ouvert ou endommagé. IT- Non utilizzare se il prodotto è aperto o danneggiato. NL - Dit product niet gebruiken als het is geopend of beschadigd. NO - Skal ikke brukes hvis produktet er åpnet eller skadet. PT – Não utilizar se o produto estiver aberto ou danificado. SV - Använd inte om produkten har öppnats eller skadats.</p>	<p><b>STERILE R</b></p> <p>GB- Sterilised by Irradiation DE – Durch Bestrahlung sterilisiert. DK - Steriliseret ved bestråling ES- Esterilizado por irradiación FI - Steriloitu säteilyttämällä FR- Stérilisé par irradiation IT- Sterilizzato mediante irradiazione NL - Gesteriliseerd door bestraling NO - Sterilisert med stråling PT - Esterilizado por irradiação SV - Steriliserad med strålning</p>	<p></p> <p>GB – Manufacturer DE - Hersteller DK – Producent ES - Fabricante FI – Valmistaja FR- Fabricant IT - Fabbrikante NL – Fabrikant NO - Produsent PT – Fabricante SV – Tillverkare</p>	<p></p> <p>GB – Date of Manufacture DE – Herstellungsdatum DK – Produktionsdato ES - Fecha de fabricación FI - Valmistuspäivämäärä FR- Date de fabrication IT - Data di fabbricazione NL – Productiedatum NO - Produktionsdato PT - Data de fabrico SV - Tillverkningsdatum</p>	<p><b>EC REP</b></p> <p>GB – EU Authorised Representative DE - EU-Bevollmächtigter DK – Autoriseret repræsentant i EU ES - Representante autorizado de la UE FI - Valtuutettu edustaja EU:ssa FR- Représentant UE autorisé IT - Mandatario nell'Unione europea NL - Gevolmachtigde in de EU NO - Autorisert representant i EU PT - Representante autorizado na UE SV - Auktoriserad representant i EU</p>	<p></p> <p>GB- Keep Dry DE - Trocken aufbewahren DK – Opbevares tørt ES - Mantener seco FI - Säilytettävä kuivassa FR - Maintenir au sec IT - Conservare a secco PT – Manter seco NL - Droog houden NO - Oppbevares tørt SV - Förvaras torrt</p>
<p><b>REF</b></p> <p>GB- Catalogue Number DE - Bestellnummer DK – Katalognummer ES- Número de catálogo FI - Tuotenumero FR- Numéro du catalogue IT- Numero di catalogo PT - Número de catálogo NL - Catalogusnummer NO - Artikkelnummer SV - Katalognummer</p>	<p></p> <p>GB- Caution DE - Vorsicht ES- Precaución FR- Avertissement IT- Attenzione PT – Advertência NL – Waarschuwing DK - Forsigtig FI - Varoitut NO - Forsiktig SV - Försiktighet</p>	<p>NEC_008</p> <p></p> <p>GB – Consult Electronic Instructions for Use DE – Elektronische Gebrauchsanweisung beachten DK - Se den elektroniske brugsanvisning ES - Consultar instrucciones de empleo electrónicas FI - Katso sähköohjeet käyttöille FR - Consulter le mode d'emploi électronique IT - Consultare le Istruzioni per l'uso elettroniche NL - Raadpleeg elektronische gebruiksaanwijzing NO - Les den elektroniske bruksanvisningen PT – Consultar as instruções de utilização eletrónicas SV - Se bruksanvisningen i elektroniskt format.</p>	<p><b>R<sub>only</sub></b></p> <p>GB – Caution: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician DE - Vorsicht: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Medizinprodukt nur von medizinischen Fachkreisen oder auf Anordnung dieser gekauft werden DK - Forsigtig: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter lægeordination ES – Advertencia: la legislación federal de EE. UU. establece la restricción de que este dispositivo debe venderse solo a médicos o por orden de estos FI - Varoitut: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä FR - Avertissement : la loi fédérale américaine limite la vente et l'utilisation aux médecins ou à la demande d'un médecin IT - Attenzione: la legge federale degli</p>	<p></p> <p>GB- Do not re-sterilise DE - Nicht erneut sterilisieren DK – Må ikke resteriliseres ES - No reesterilizar FI - Ei saa steriloida uudelleen FR- Ne pas restériliser IT - Non risterilizzare NL - Niet opnieuw steriliseren NO - Skal ikke resteriliseres PT – Não voltar a esterilizar SV - Får ej återsteriliseras</p>	<p><b>MD</b></p> <p>GB – Medical Device DE – Medizinprodukt DK - Medicinsk udstyr ES – Dispositivo médico FI - Lääkinnällinen laite FR – Dispositif médical IT - Dispositivo medico NL - Medisch product NO - Medisinsk utstyr PT – Dispositivo médico SV - Medicinteknisk produkt</p>	<p><b>UDI</b></p> <p>GB – Unique Device Identifier DE - Eindeutige Medizinprodukt-Kennung DK - Unik udstyrsidentifikator ES - Identificador único del dispositivo FI - Yksilöivä laitetunniste FR - Identifiant unique du dispositif IT - Identificatore univoco del dispositivo NL - Unieke apparaat-identificatiecode NO - Utstyrets unike identitet PT – Identificador de dispositivo único SV - Unik produktidentifisering</p>	<p></p> <p>GB - Sterile barrier system DK – Sterilbarriersystem DE – Steriles Barriersystem ES - Sistema de barrera estéril FI - Steriili suukujärjestelmä FR - Système de barrière stérile IT - Sistema di barriera sterile NL - Steriel barrièresysteem NO - Sterilt barrièresystem PT – Sistema de barreira estéril SV - Sterilbarriärsystem</p>	<p></p> <p>GB – Keep away from sunlight DE - Vor Lichteinstrahlung schützen DK - Holdes væk fra sollys ES - Mantener alejado de la luz solar FI - Säilytettävä auringonvalolta suojattuna FR - Conserver à l'abri de la lumière IT - Tenere al riparo della luce solare NL - Uit zonlicht houden NO - Holdes unna sollys PT – Manter afastado da luz solar SV - Förvaras skyddat från sollys</p>

**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

			<p>Stati Uniti d'America limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione del medico</p> <p>NL - Waarschuwing: Volgens de Amerikaanse Federale wetgeving is verkoop van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.</p> <p>NO - Forsiktig: I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av lege eller etter ordinasjon fra lege</p> <p>PT – Cuidado: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica</p> <p>SV - Försiktighet: I USA får enligt federal lag denna produkt endast försäljas av läkare eller enligt läkares ordination</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

**GB - INSTRUCTIONS FOR USE**

**Description**

The products in the Network range of PVA sponge products have been designed to meet the requirements of the surgeon where there is a requirement to staunch blood loss after invasive surgery or traumatic injury. The products are quick and easy to use and reduce the time required to create haemostasis where blood loss is critical. The products are available in a variety of designs, widths and lengths to best suit the surgeon's preference and needs. The range is further extended to accommodate for the requirements of children and adults of Asian origin.

**Intended Use**

PVA sponge ENT products are designed to staunch blood loss after invasive surgery or traumatic injury in ENT surgery. The PVA sponge reacts quickly to absorb blood and body fluids. PVA is biocompatible and in some instances can be used for post-operative tissue support and to carry medication to the operative site (where specified in the Instructions for Use). Series 5000 Nasal packs are single hydration packs that will remain moist for up to 7 days and requires no hydration prior to removal. The external pouch provides non-stick interface against tissue ingrowth which facilitates much easier removal and patient comfort.

**CAUTIONS**

- This device is supplied STERILE and ready to use.
- This device is for SINGLE USE ONLY. Do NOT re-sterilise or re-use.
- Do not use if the packaging has been opened or damaged.
- This device is intended for use by trained medical persons possessing the requisite skill and experience to use the device in accordance with the prevailing standards of medical practice and in conjunction with the instructions for this device.
- The product comes into contact with bodily fluids, which can be contaminated. Care should be taken in the handling and disposal of the device after use to prevent contamination.
- CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Do not leave packing in for more than 4 days, or serious side effects may occur.
- Always saturate packing before removal.
- String to be used as an indicator only.
- Securing the string to the patient's cheek will prevent the pack moving backwards, thus eliminating the possibility of the pack being imbibed further and causing an obstruction.

**POSSIBLE ADVERSE EFFECTS**

Tampons are associated with toxic shock syndrome (TSS). In case of symptoms such as sudden fever, vomiting, diarrhoea, dizziness, fainting or near fainting and for a rash appearing like a sunburn the treatment with NETCELL has to be interrupted immediately.

**Incident Reporting**

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established

**INSTRUCTIONS**

**Insertion**

Apply antibiotic ointment to all surfaces of the pack.

Hold the packing with forceps or fingers and insert gently into the desired packing area. The sponge portion of the pack should be within the nose and the neck portion of the pouch should remain exposed.

Once in place tilt the patient's head back. Open the plastic neck portion of the pouch between thumb and forefinger, insert the tip of a syringe and gradually irrigate with a minimum of 10cc's of saline to ensure full expansion.

Secure the pack in place by taping the string to the patient's cheek. If both sides of the nose are packed, the strings may be tied together.

**Removal**

Grasp the packing and gently remove.

Removal to be carried out by a physician.

**Sterilisation**

This device is supplied sterile by Gamma Irradiation and are designated for SINGLE USE ONLY.

**HAZARDS ASSOCIATED WITH THE RE-USE OF SINGLE USE ONLY DEVICES**

1. Single use devices have not been validated for re-use.
  - If you re-use a device you may be held Legally Liable for the safe performance.
2. Cross-contamination and infection risks to patients . Including transmission of:
  - CJD & Variant CJD.
  - Prion Diseases.
  - Bacterial Endotoxins.
  - Hepatitis B & Hepatitis C.
  - Risks posed by HIV and AIDS
3. Device failure through material fatigue or degradation caused by initial use and design.
4. Patient injury from device failure and/or chemical burns from residue of decontamination agents absorbed into the materials

**DE – GEBRAUCHSANWEISUNG**

**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

**Beschreibung**

Die Produkte in der PVA-Schwämmchenpalette von Network dienen der Stillung von Blutungen nach invasiver Chirurgie oder traumatischen Verletzungen und entsprechen vom Design her den Anforderungen des Chirurgen. Die Produkte lassen sich schnell und praktisch anwenden und können bei einem kritischen Blutverlust eine Hämostase schneller herbeiführen.

Die Produkte sind je nach Vorlieben und Anforderungen des Chirurgen in verschiedenen Ausführungen, Breiten und Längen erhältlich. Die Produktpalette wird erweitert, um den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen asiatischen Ursprungs Rechnung zu tragen.

**Verwendungszweck**

PVA-Schwämmchen dienen der Stillung von Blutungen nach chirurgischen Eingriffen oder traumatischen Verletzungen in der HNO-Chirurgie. Das PVA-Schwämmchen saugt Blut und Körperflüssigkeiten schnell auf. PVA ist biokompatibel und kann in manchen Fällen zur postoperativen Gewebeunterstützung und zur Anwendung der Medikation an der operativen Stelle verwendet werden (sofern in der Gebrauchsanweisung angegeben).

Nasentamponaden Serie 5000 sind einzelne hydrierte Tamponaden, die bis zu 7 Tage feucht bleiben und vor dem Entfernen nicht befeuchtet werden müssen. Die äußere Tasche hat eine nicht-haftende Oberfläche, die ein Einwachsen des Gewebes verhindert, das Entfernen erleichtert und den Patientenkomfort erhöht.

**VORSICHT**

- Dieses Medizinprodukt wird STERIL und gebrauchsfertig geliefert.
- Das Medizinprodukt ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH bestimmt. NICHT erneut sterilisieren oder wiederverwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits offen oder beschädigt ist.
- Das Medizinprodukt darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden, das über die notwendigen Fertigkeiten und die nötige Erfahrung im Umgang mit diesem Medizinprodukt gemäß der von der Einrichtung genehmigten und empfohlenen Bedingungen verfügt.
- Das Produkt kommt mit möglicherweise verunreinigten Körperflüssigkeiten in Kontakt. Bei der Handhabung und Entsorgung des Produkts nach Gebrauch ist Vorsicht geboten, damit eine Kontamination vermieden wird.
- VORSICHT: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von medizinischen Fachkreisen oder auf Anordnung dieser gekauft werden.
- Tamponade spätestens nach 4 Tagen entfernen, da sonst schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können.
- Tamponade vor Entfernung immer befeuchten.
- Der Rückholfaden an der Tamponade dient lediglich als Anhaltspunkt.
- Wird der Rückholfaden mit einem Pflaster an die Wange des Patienten geheftet, kann die Tamponade nicht weiter nach hinten verrutschen und den Nasenrachenraum nicht durch weiteres Aufsaugen von Feuchtigkeit blockieren

**MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN**

Tamponaden werden assoziiert mit dem Toxic-Shock Syndrome (TSS). Bei Symptomen wie plötzliches hohes Fieber, Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl und Hautausschlägen ist die Behandlung mit NETCELL sofort abzubrechen.

**Meldung von Ereignissen**

Alle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetretenen schwerwiegenden Ereignisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

**GEBRAUCHSANWEISUNG****Einführung**

Antibiotikumsalbe auf der gesamten Oberfläche der Tamponade auftragen.

Die Tamponade mit einer Pinzette oder den Fingern festhalten und diese vorsichtig in die Nasenhöhle einführen. Der Watteteil der Tamponade verbleibt in der Nase, das schmale Beutelende liegt frei.

Nach Einlegen der Tamponade in die Nasenhöhle den Kopf des Patienten nach hinten neigen. Nun das schmale Ende des Plastikbeutels zwischen Daumen und Zeigefinger öffnen, die Nadel einer Spritze einführen und die Tamponade langsam mit mindestens 10cc Kochsalzlösung tränken, damit diese sich komplett ausdehnen kann.

Den Rückholfaden der Tamponade mit einem Pflaster an die Wange des Patienten heften, um die Tamponade zu sichern. Werden beide Nasenflügel austamponiert, können die Enden beider Rückholfäden miteinander verbunden werden.

**Entfernung**

Die Tamponade ergreifen und vorsichtig entfernen.

Die Tamponade sollte von einem Arzt entfernt werden.

**Sterilisation**

Das Medizinprodukt ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH bestimmt und wird steril und gebrauchsfertig geliefert. Sterilisation durch Bestrahlung.

**RISIKEN DURCH WIEDERAUFBEREITETE MEDIZINISCHE EINMALPRODUKTE**

1. Medizinische Einmalprodukte sind nicht für die Wiederaufbereitung validiert. Mit der Aufbereitung eines Medizinprodukts machen Sie sich u. U. für dessen Sicherheit gesetzlich haftbar.
2. Risiko der Kreuzkontamination und der Infektion, darunter die Übertragung von:
  - CJK und VCJK
  - Prionenerkrankungen
  - Bakterien-Endotoxinen
  - Hepatitis B und C
  - Risiken durch HIV und AIDS
3. Produktversagen durch vorzeitige Materialermüdung oder vorzeitigen Materialabbau beim Erstgebrauch und aufgrund von Ausführungsfehlern.
4. Körperverletzungen durch Versagen des Medizinprodukts und/oder chemische Verletzungen durch Reinigungsmittelrückstände, die vom Material absorbiert werden.

**ES - INSTRUCCIONES DE EMPLEO****Descripción**

Los productos de la gama Network de productos con esponja de acetato de polivinilo se han diseñado para satisfacer las necesidades del cirujano cuando tenga que contener una hemorragia después de una cirugía invasiva o de un traumatismo. Los productos son fáciles y rápidos de usar y reducen el tiempo necesario para crear una hemostasia cuando la hemorragia sea crítica.

Los productos se presentan en diferentes formas, anchuras y longitudes para adecuarse óptimamente a las preferencias y necesidades de los cirujanos. La gama se amplía para adaptarse a las necesidades de los niños y adultos asiáticos.

**Uso previsto**

Los productos ENT con esponja de acetato de polivinilo se han diseñado para contener hemorragias después de una cirugía invasiva o de un traumatismo en una cirugía ENT. La esponja de acetato de polivinilo reacciona rápidamente absorbiendo la sangre y los fluidos corporales. El acetato de polivinilo es biocompatible y en algunos casos se puede utilizar como soporte tisular posoperatorio y para aplicar medicación al sitio quirúrgico (cuando así lo especifiquen las instrucciones de empleo).

Los Taponos Nasales de la Serie 5000 son taponones hidratantes individuales que mantienen la humedad hasta 7 días y eliminan la necesidad de hidratación antes de la extracción. La funda externa crea una interfaz antiadherente que impide la formación de tejido invasivo, de modo que la extracción es mucho más sencilla y cómoda para el paciente.

**ADVERTENCIAS**

- Este dispositivo se entrega ESTERILIZADO y listo para usar.
- El dispositivo es de UN SOLO USO. NO volver a esterilizar ni a reutilizar.
- No utilizar si el envase está abierto o dañado.
- Este dispositivo está concebido para ser utilizado por profesionales médicos cualificados que posean los conocimientos y la experiencia requeridos para utilizar el dispositivo de acuerdo con los estándares imperantes de la práctica médica y junto con las instrucciones de este dispositivo.
- El producto entra en contacto con fluidos corporales, que pueden estar contaminados. Se deben tomar precauciones durante el manejo y la eliminación del dispositivo después de su uso para evitar la contaminación.
- ADVERTENCIA: la legislación federal de EE. UU. establece la restricción de que este dispositivo debe venderse solo a médicos o por orden de estos.
- No deje el tapón en posición durante más de 4 días o podrían ocurrir efectos secundarios graves.
- Siempre sature el tapón antes de extraerlo.
- El cordón deberá utilizarse sólo como indicador.
- La fijación del cordón a la mejilla del paciente evitará que el tapón se mueva hacia atrás, eliminando así la posibilidad de que penetre con demasiada profundidad y cause una obstrucción.

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Los taponones están asociados con el síndrome de shock tóxico (SST), que es una rara enfermedad que puede causar la muerte (si aparecen súbitamente síntomas como: fiebre, vómito, diarrea, mareos, desmayo o casi desmayo, y sarpullido que parece eritema solar, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con NETCELL).

**Notificación de incidentes**

Todo incidente grave relacionado con este dispositivo debe ponerse en conocimiento del fabricante y de la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o paciente.

**INSTRUCCIONES GENERALES****Inserción**

**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

Aplique pomada antibiótica a todas las superficies del tapón.

Sujete el tapón con pinzas o con los dedos, insertándolo suavemente en la zona que se desee taponar. La zona almohadillada del tapón deberá colocarse dentro de la nariz y la parte del cuello de la bolsa deberá permanecer descubierta.

Una vez colocado, recline hacia atrás la cabeza del paciente. Abra la parte plástica del cuello de la bolsa entre el pulgar y el índice, inserte el extremo de una jeringuilla e inyecte el contenido suavemente con un mínimo de 10 cm<sup>3</sup> de suero salino para garantizar una total expansión.

Fije el tapón pegando el cordón con esparadrado a la mejilla del paciente. Si se taponan ambos orificios, los cordones se podrán atar juntos.

#### Eliminación

Coja el tapón y retírelo suavemente.

Esta operación deberá ser llevada a cabo por un médico.

#### Esterilización

El dispositivo es PARA UN SOLO USO, se entrega esterilizado y listo para usar. La esterilización se realiza mediante irradiación.

#### PELIGROS RELACIONADOS CON LA REUTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS PREVISTOS PARA UN ÚNICO USO

1. Los dispositivos de un solo uso no están diseñados para su reutilización.

Si reutiliza el dispositivo, puede incurrir en **responsabilidad legal** por el incumplimiento de las normas de seguridad.

2. Riesgos de contaminación cruzada y de infección en los pacientes, incluyendo las transmisiones de:

- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o variantes de ésta.

- Enfermedades por priones.

- Endotoxinas bacterianas.

- Hepatitis B y Hepatitis C.

- Riesgos causados por el VIH y el sida.

3. Fallo del dispositivo debido a la fatiga del material o por degradación causada por su uso inicial y diseño.

4. Paciente lesionado debido a un fallo del dispositivo y/o quemaduras químicas causadas por los residuos de los agentes de descontaminación absorbidos en los materiales.

## FR – MODE D'EMPLOI

### Description

Les éponges PVA de la gamme Network ont été conçues pour répondre aux besoins du chirurgien amené à stopper une hémorragie après une chirurgie invasive ou une lésion traumatique. Les produits sont rapides et faciles à utiliser ; ils minimisent le délai d'hémostase dans les cas d'hémorragie critique.

Les produits existent sous plusieurs formes et dans plusieurs dimensions, pour répondre au mieux aux exigences et aux préférences du chirurgien. La gamme est développée pour répondre aux besoins des enfants et des adultes des pays d'origine sud-asiatique.

### Usage prévu

Les éponges PVA ORL sont destinées à stopper une hémorragie après une chirurgie invasive ou une lésion traumatique, dans le cadre d'une chirurgie ORL. L'éponge PVA réagit rapidement pour absorber le sang et les fluides corporels. Le PVA est biocompatible et s'utilise parfois sur les tissus après l'opération et pour administrer un médicament sur le site opératoire (si indiqué dans le mode d'emploi).

Les mèches nasales Séries 5000 sont à hydratation unique et restent humides pendant sept jours maximum. Il est inutile de les hydrater avant de les retirer. La poche externe constitue une interface non adhésive qui empêche le développement de tissus, facilite le retrait et améliore le confort des patients.

### MISES EN GARDE

- Ce dispositif est fourni STÉRILE et prêt à l'emploi.

- Ce dispositif est À USAGE UNIQUE SEULEMENT. NE PAS restériliser ni réutiliser.

- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

- Ce dispositif doit être utilisé seulement par du personnel médical dûment formé et possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour manipuler le dispositif en conformité avec les normes de pratique médicale en vigueur et selon le mode d'emploi.

- Ce produit entre en contact avec des liquides physiologiques qui risquent d'être contaminés. Prendre les précautions nécessaires de manipulation et d'élimination du dispositif après utilisation afin d'éviter toute contamination.

- AVERTISSEMENT : la loi fédérale américaine limite la vente et l'utilisation aux médecins ou à la demande d'un médecin.

- Retirer la mèche au plus tard après quatre jours.

- Toujours humecter la mèche avant de l'enlever.

- La ficelle ne doit être utilisée qu'à titre indicatif.

- Le fait d'attacher les ficelles sur la joue du/de la patient(e) permet d'éviter que la mèche ne s'enfonçe et de causer ainsi une obstruction.

### EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS

Les mèches sont associées au syndrome de choc toxique (toxic-shock syndrome-tss), dans le cas de symptômes comme un soudain accès de fièvre élevée, des vomissements, des diarrhées, des sensations de vertige ou des éruptions cutanées, interrompre immédiatement le traitement avec le NETCELL.

### Déclaration des incidents

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être déclaré au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur ou le/la patient(e).

### INSTRUCTIONS

#### Introduction

Appliquer la crème antibiotique sur toutes les surfaces du tampon.

Tenir le tampon entre les doigts ou des forceps puis l'insérer doucement dans la zone de compression souhaitée. La portion spongieuse du tampon doit être insérée dans le nez tandis que le col de la poche restera à découvert.

Une fois en place, inclinez la tête du patient vers l'arrière. Ouvrir le col en plastique de la poche, puis en le tenant entre le pouce et l'index, y insérer l'extrémité de la seringue puis procéder à une irrigation graduelle avec un minimum de 10 cm<sup>3</sup> de solution saline pour assurer une expansion complète.

Stabiliser le tampon en fixant les ficelles sur la joue du patient à l'aide d'un collant. Si les deux côtés du nez doivent être pansés, les ficelles pourront être attachées ensemble.

#### Enlèvement

Saisir le tampon et le retirer doucement.

Cette opération devra être effectuée par un médecin.

#### Stérilisation

Ce dispositif est EXCLUSIVEMENT À USAGE UNIQUE, fourni stérile et prêt à l'emploi. Stérilisation par irradiation.

#### DANGERS ASSOCIÉS A LA REUTILISATION DE CE DISPOSITIF A USAGE UNIQUE

1. Les dispositifs à usage unique n'ont pas été approuvés comme pouvant être réutilisés. Si vous utilisez plusieurs fois un de ces dispositifs, vous risquez d'être tenu **juridiquement responsable** de sa performance.

2. Risques de contamination croisée et d'affection pour les patients; y compris la transmission des affections suivantes:

- MCI et ses variantes.

- Maladies à prions

- Endotoxines bactériennes

- Hépatite B et Hépatite C.

- Risques posés par le VIH et le SIDA

3. Possibilité de défaillance du dispositif en raison d'une dégradation ou d'une détérioration des matériaux causées par la conception et l'usage initiaux

4. Risques de lésions infligées au patient en raison d'une défaillance du dispositif et/ou de brûlures chimiques liées aux résidus des agents de décontamination absorbés par les matériaux.

## IT - ISTRUZIONI PER L'USO

### Descrizione

I prodotti della gamma Network di tamponi in spugna PVA sono stati progettati per soddisfare i requisiti del chirurgo nei casi in cui si debba arrestare la perdita ematica a seguito di chirurgia invasiva o lesione traumatica. I prodotti, rapidi e facili da usare, riducono il tempo necessario per creare l'emostasi in presenza di una perdita ematica critica.

I prodotti sono disponibili in un assortimento di design, larghezze e lunghezze per soddisfare in modo ottimale le preferenze e le esigenze del chirurgo. La gamma è stata ampliata ulteriormente per rispondere ai requisiti della popolazione pediatrica e adulta di origine asiatica.

### Usò previsto

I tamponi in spugna PVA per uso otorinolaringoiatrico sono progettati per arrestare la perdita ematica a seguito di chirurgia invasiva o lesione traumatica negli interventi di otorinolaringoiatria. I tamponi in spugna PVA reagiscono rapidamente per assorbire sangue e liquidi organici. Il PVA è biocompatibile e in alcuni casi può essere utilizzato quale supporto tissutale postoperatorio e per il trasporto del medicinale nella sede dell'intervento (laddove specificato nelle Istruzioni per l'uso).



**Network Medical Products Ltd**

Coronet House, Kearsley Road, Ripon,

North Yorkshire, HG4 2SG, UK

Tel: +44 (0)1765 609555 Fax: +44 (0)1765 608476

[info@networkmedical.co.uk](mailto:info@networkmedical.co.uk) | [www.networkmedical.co.uk](http://www.networkmedical.co.uk)



NEC\_008 REV 06 12/20

EC REP

Advena Limited

Tower Business Centre,

2nd Floor, Tower Street, Swatar,

BKR 4013, Malta

**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

I tamponi nasali Serie 5000 sono tamponi a singola idratazione che rimangono umidi per un periodo massimo di 7 giorni; inoltre non è necessaria alcuna idratazione prima della rimozione. La sacca esterna funge da interfaccia antiaderente contro la proliferazione tissutale per rendere più facile la rimozione e migliorare il confort del paziente.

**ATTENZIONE**

- Il prodotto è fornito STERILE, pronto per l'uso.
- Il prodotto è ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. NON risterilizzare né riutilizzare.
- Non usare se la confezione è stata aperta o risulta danneggiata.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da un medico che, per formazione ed esperienza, è competente nell'uso del dispositivo conformemente ai protocolli accettati di pratica medica e alle istruzioni per l'uso di questo dispositivo.
- Il prodotto viene a contatto con liquidi organici, che possono essere contaminati. Per evitare la contaminazione, cautela è richiesta nella manipolazione e nello smaltimento del dispositivo dopo l'uso.
- ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti d'America limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione del medico
- Rimuovere il tampone dopo un periodo massimo di 4 giorni, per evitare il manifestarsi di gravi effetti indesiderati.
- Inumidire sempre a fondo il tampone prima della rimozione.
- Il filo di repera deve essere utilizzato esclusivamente come un indicatore.
- Fissando il filo alla guancia del paziente si impedisce lo spostamento all'indietro del tampone, eliminando la possibilità che si impregni ulteriormente, causando un'ostruzione.

**POSSIBILI EVENTI AVVERSI**

I tamponi possono essere causa della sindrome da choc tossico (Toxic-Shock Syndrome =TSS), in caso di comparsa di sintomi come febbre elevata improvvisa, vomito, diarrea, vertigini ed eruzioni cutanee, interrompere immediatamente il trattamento con il tampone NETCELL.

**Segnalazione degli incidenti**

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro dove hanno residenza l'utilizzatore e/o il paziente.

**ISTRUZIONI GENERALI**

**Introduzione**

Applicare un unguento antibiotico su tutte le superfici del tampone.

Tenendo il tampone con le pinze o le dita, inserirlo delicatamente nella narice interessata. La sezione in spugna del tampone deve essere posizionata all'interno della narice, mentre la sezione del collo della tasca deve restare esposta.

Dopo aver posizionato il tampone, accompagnare la testa del paziente all'indietro. Tenendolo tra il pollice e l'indice, aprire la sezione del collo in plastica della tasca, quindi inserire la punta di una siringa ed irrigare gradualmente con almeno 10 cc di soluzione salina, per garantire che il tampone si espanda completamente.

Per trattenere il tampone nella posizione voluta, fissare il filo di repera alla guancia del paziente con un cerotto. Se il tampone viene inserito in entrambe le narici, è possibile allacciare i due fili.

**Rimozione**

Afferrare il tampone e rimuoverlo delicatamente.

Il tampone deve essere rimosso da un medico.

**Sterilizzazione**

Il prodotto è un dispositivo ESCLUSIVAMENTE MONOUSO, fornito sterile e pronto per l'uso. Sterilizzato per irradiazione.

**PERICOLI ASSOCIATI AL RIUTILIZZO DEI DISPOSITIVI ESCLUSIVAMENTE MONOUSO**

1. Il dispositivo non è stato convalidato per essere riutilizzato.  
Chiunque riutilizzi il dispositivo può essere tenuto **legalmente responsabile** della performance sicura.
2. I rischi di contaminazione ed infezione crociata per i pazienti comprendono la trasmissione di:
  - Morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) e la sua variante
  - Patologie prioniche
  - Endotossine batteriche
  - Epatite B e C
  - Rischio posti dall'HIV ed AIDS
3. Il fallimento del dispositivo dovuto a fatica o a degradazione del materiale causata dall'utilizzo iniziale e dal design.
4. Lesioni al paziente causate dal fallimento del dispositivo e/o ustioni chimiche provocate dai residui degli agenti di decontaminazione assorbiti nei materiali.

## PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Descrição**

Os produtos na gama de esponja de PVA da Network foram concebidos para satisfazer os requisitos do cirurgião quando é necessário estancar hemorragias após uma cirurgia invasiva ou um traumatismo. Os produtos são rápidos e fáceis de utilizar e reduzem o tempo necessário para atingir hemostasia nos casos em que a hemorragia é um fator crítico.

Os produtos estão disponíveis em vários designs, larguras e comprimentos, para se adequarem melhor às preferências e necessidades do cirurgião. Há ainda uma extensão da gama para adaptação aos requisitos associados a crianças e adultos de origem asiática.

**Uso previsto**

Os produtos em esponja de PVA para ORL foram concebidos para estancar hemorragias após uma cirurgia invasiva ou um traumatismo em cirurgias de ORL. A esponja de PVA reage rapidamente, absorvendo o sangue e os fluidos biológicos. O PVA é biocompatível e, em alguns casos, pode ser utilizado para suporte tecidual pós-operatório e transferência de medicação para o local operatório (quando especificado nas instruções de utilização).

Os Tampões Nasais (Nasal Packs) da série 5000 são tampões de hidratação individuais que se mantêm húmidos durante até 7 dias e não exigem hidratação antes da remoção. A bolsa externa proporciona uma interface não adesiva relativamente ao crescimento tecidual interior, o que facilita muito a remoção e é mais confortável para o paciente.

**CAUIDADOS**

- Este dispositivo é fornecido ESTÉRIL e pronto para utilizar.
- Este dispositivo destina-se APENAS A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO. NÃO esterilizar novamente nem reutilizar.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Este dispositivo deve ser usado apenas por pessoal médico preparado e com a habilidade e a experiência necessárias para o utilizar atendendo aos padrões predominantes da prática médica, assim como as instruções para este dispositivo.
- O produto entra em contacto com fluidos biológicos, que podem estar contaminados. Deve-se ter cuidado ao manusear e eliminar o dispositivo após a utilização, para evitar contaminação.
- CUIDADO: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.
- Não deixe um tampão aplicado por mais de 4 dias, ou poderão ocorrer efeitos colaterais sérios.
- Sature sempre o tampão antes de retirá-lo.
- O cordão serve apenas como indicação.
- O cordão preso no queixo do paciente evitará que o tampão desloque-se para trás e, desta maneira, elimina-se a possibilidade que o tampão embeba-se mais e cause entupimento.

**POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS**

Os tampões são associados com a síndrome de choque tóxico (TSS). Caso ocorram sintomas como febre repentina, vômito, diarreia, tontura, desmaio ou ameaça de desmaio, ou uma erupção cutânea semelhante a uma queimadura de sol, o tratamento com NETCELL deverá ser imediatamente interrompido.

**Comunicação de incidentes**

Qualquer incidente grave que ocorra relativamente a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro de residência do utilizador e/ou paciente

**INSTRUÇÕES**

**Inserção**

Aplique uma pomada antibiótica em todas as superfícies do tampão.

Segure o tampão com fórceps ou com os dedos e insira-o delicadamente na área onde deseja aplicá-lo. A parte do tampão com espuma deve ficar no interior do nariz e a parte do pescoço do tampão deve ficar exposta. Após o tampão estar no lugar, incline a cabeça do paciente para trás. Abra a parte plástica do pescoço da bolsa entre o polegar e o dedo indicador, insira a ponta da seringa e, gradualmente, regue com pelo menos 10 cc de solução salina para assegurar uma expansão total.

Para fixar o tampão no lugar, prenda o cordão com esparadrapo no queixo do paciente. Caso se apliquem tampões dos dois lados do nariz, os cordões podem ser atados um no outro.

**Retirada**

Segure o tampão e retire-o delicadamente.

A retirada deve ser realizada por um médico.

**Esterilização**

Este dispositivo destina-se APENAS A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO e é fornecido estéril e pronto para utilizar. A esterilização é feita por irradiação.

**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

**RISCOS ASSOCIADOS COM A REUTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA:**

- Os dispositivos para utilização única não foram validados para reutilização. Se reutilizar tais dispositivos estará sujeito à responsabilidade legal em relação à segurança do desempenho.
- Riscos de infecção e contaminação cruzada de pacientes. Inclui a transmissão de:
  - Doença e variante de DCJ.
  - Doenças de prião.
  - Endotoxinas bacterianas.
  - Hepatite B e hepatite C
  - Riscos associados com a HIV e AIDS
- Falhas do dispositivo por causa de fadiga ou degeneração de materiais
- Ferimentos de pacientes por causa de falhas dos dispositivos e/ou queimaduras químicas por causa de resíduos de agentes de descontaminação absorvidos pelos materiais.

**NL - GEBRUIKSAANWIJZING**

**Omschrijving**

Het Network-assortiment PVA-sponsproducten is zodanig ontwikkeld dat het voldoet aan de behoeften van de chirurg als bloedverlies moet worden ingeperkt na een invasieve operatie of traumatisch letsel. De producten zijn snel en gemakkelijk in het gebruik en verminderen de tijd die nodig is om haemostase te creëren wanneer bloedverlies kritiek is.

De producten zijn beschikbaar in diverse ontwerpen, breedtes en lengtes om aan de voorkeur en behoeften van de chirurg te voldoen. Het assortiment is verder uitgebreid om tegemoet te komen aan de vereisten voor kinderen en volwassenen van Aziatische afkomst.

**Bedoeld gebruik**

PVA-sponsproducten voor toepassingen binnen KNO-afdelingen zijn ontwikkeld voor het inperken van bloedverlies na invasieve chirurgie of traumatisch letsel tijdens KNO-chirurgie. De PVA-spons reageert snel met het absorberen van bloed en lichaamsvloeistoffen. PVA is biocompatibel en kan in sommige gevallen worden gebruikt voor postoperatieve weefselondersteuning en voor het overbrengen van medicatie naar het operatiegebied (waar dat in de gebruiksaanwijzing is vermeld).

De serie 5000 Neustampons zijn enkele hydratatieampons die tot 7 dagen vochtig blijven en voorafgaand aan verwijdering niet vochtig hoeven worden gemaakt. Het externe zakje biedt niet-klevende bescherming tegen ingroei van weefsel wat veel gemakkelijker verwijdering mogelijk maakt en de patiënt meer comfort biedt.

**WAARSCHUWINGEN**

- Dit product wordt STERIEL en klaar voor gebruik geleverd.
- Dit product is UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK. NIET opnieuw steriliseren of gebruiken.
- Gebruik het product niet als de verpakking is geopend of beschadigd.
- Dit product mag alleen worden gebruikt door een voldoende getraind of gekwalificeerd persoon onder de voorwaarden die door de instelling zijn goedgekeurd en aanbevolen.
- Het product komt in contact met lichaamsvloeistoffen die besmet kunnen zijn. Het product moet zorgvuldig worden gehanteerd en na gebruik worden verwijderd om besmetting te voorkomen.
- WAARSCHUWING: Volgens de Amerikaanse Federale wetgeving is verkoop van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.
- Laat een tampon niet langer dan 4 dagen zitten om ernstige bijwerkingen te voorkomen.
- Bevochtig de tampon altijd volledig voorafgaand aan verwijdering.
- Het koordje mag alleen als indicator worden gebruikt.
- Het bevestigen van het koordje aan de wang van de patiënt voorkomt dat de tampon naar achteren beweegt en verder wordt opgenomen en een obstructie veroorzaakt.

**MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Tampons worden in verband gebracht met toxicshocksyndroom (TSS). In het geval van symptomen zoals plotselinge koorts, diarree, duizeligheid, flauwvallen of bijna flauwvallen, en bij het optreden van uitslag die op zonnebrand lijkt, dient de behandeling met NETCELL onmiddellijk te worden onderbroken.

**Rapportage van incidenten**

Ernstige incidenten die zich met betrekking tot het product voordoen, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

**AANWIJZINGEN**

**Inbrengen**

Breng antibiotische zalf op alle oppervlakken van de tampon aan.

Houd de tampon met een tang of vingers vast en breng hem voorzichtig in de gewenste te tamponeren ruimte in. Het sponsgedeelte van de tampon moet zich in de neus bevinden en het halsgedeelte van het zakje dient zichtbaar te blijven.

Zodra de tampon is gepositioneerd, buig het hoofd van de patiënt achterover. Open het kunststof halsgedeelte van het zakje tussen de duim en wijsvinger, breng de punt van een spuit in en bevochtig geleidelijk met minimaal 10 cc zoutoplossing om volledige uitzetting te garanderen.

Zorg dat de tampon in positie blijft door het koordje met tape aan de wang van de patiënt te bevestigen. Als beide kanten van de neus getamponneerd worden, kunnen de koordjes aan elkaar worden gebonden.

**Verwijdering**

Pak de tampon beet en verwijder hem voorzichtig.

De tampon dient door een arts te worden verwijderd.

**Sterilisatie**

Dit product wordt gesteriliseerd met Gamma-bestraling geleverd en is bedoeld voor EENMALIG GEBRUIK.

**GEVAREN VERBODEN AAN HET HERGEBRUIK VAN PRODUCTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK**

- Producten voor eenmalig gebruik zijn niet gevalideerd voor hergebruik. Als u een product opnieuw gebruikt kunt u **juridisch aansprakelijk** worden gesteld voor de veilige prestatie.
- Kruisbesmetting van een infectierisico's voor patiënten. Met inbegrip van overdracht van:
  - CJD en variant CJD.
  - Prion-ziekten.
  - Bacteriële endotoxinen.
  - Hepatitis B en Hepatitis C.
  - Risico's van HIV en AIDS
- Defecten aan het product vanwege materiaalvermoeidheid of afbreuk veroorzaakt door het eerste gebruik en het ontwerp.
- Letsel aan de patiënt door defecten aan het product en/of chemische brandwonden van restanten van ontsmettingsmiddelen die door de materialen zijn geabsorbeerd

**DK – BRUGSANVISNING**

**Beskrivelse**

Produkterne i Network-sortimentet af PVA-svampeprodukter er designet til at opfylde kirurgens krav, når der er behov for at standse blodtab efter invasiv kirurgi eller traumatisk skade. Produkterne er hurtige og nemme at bruge og reducerer den tid, der er nødvendig for at skabe hæmostase, hvor blodtab er kritisk.

Produkterne fås i en række forskellige design, bredder og længder, så de passer bedst til kirurgens præferencer og behov. Sortimentet er udvidet yderligere for at imødekomme behovene hos børn og voksne af asiatisk oprindelse.

**Tilsigtet brug**

ØNH-produkter med PVA-svampe er designet til at standse blodtab efter invasiv kirurgi eller traumatisk skade i ØNH-kirurgi. PVA-svampen reagerer hurtigt for at absorbere blod og kropsvæsker. PVA er biokompatibel og kan i nogle tilfælde bruges til postoperativ vævsstøtte og til at transportere medicin til det operative sted (hvor det er angivet i brugsanvisningen).

Næsepakninger i serie 5000 er enkelte hydreringspakninger, der forbliver fugtige i op til 7 dage og ikke kræver hydrering før udtagning. Den udvendige pose leverer et ikke-klæbende interface mod vævsindvækst, hvilket gør udtagning meget lettere og giver patientkomfort.

**FORSIGTIGHEDSREGLER**

- Anordningen leveres STERIL og klar til brug.
- Anordningen er KUN TIL ENGANGSBRUG. Må IKKE resteriliseres eller genbruges.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget.
- Denne enhed må kun bruges af en behørigt uddannet eller kvalificeret person i henhold til den godkendte facilitet og de anbefalede forhold.
- Produktet kommer i kontakt med kropsvæsker, som kan være forurenede. Der skal udvises forsigtighed under håndtering og bortskaffelse af anordningen efter brug for at forebygge forurening.
- FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter lægeordination.
- Lad ikke pakningen sidde i mere end 4 dage. Der kan i modsat fald opstå alvorlige bivirkninger.
- Sørg altid for at mætte pakningen inden udtagning.
- Strengen må kun bruges som indikator.
- Fastgørelse af strengen til patientens kind vil forhindre, at pakningen bevæger sig bagud, så pakningen ikke kan indsuges yderligere og forårsage en forhindring.



'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK  
'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

#### MULIGE BIVIRKNINGER

Tamponer er forbundet med toksisk shock-syndrom (TSS). I tilfælde af symptomer som pludselig feber, opkastning, diarré, svimmelhed, besvimelse eller nær-besvimelse og til udsættelse, der fremstår som en solskoldning, skal behandlingen med NETCELL omgående afbrydes.

#### Indberetning af hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig

#### INSTRUKTIONER

##### Indføring

Påfør antibiotisk salve på alle pakningens overflader.

Hold pakningen med pincet eller fingre, og indfør den forsigtigt i det ønskede pakningsområde. Svampedelen af pakningen skal være inden i næsen, og halsdelen af posen skal være blotlagt.

Når den er på plads, skal patientens hoved vippe tilbage. Åbn plastikhalsdelen af posen mellem tommel- og pegefingre, indsæt spidsen af en sprøjte, og irrigér gradvist med mindst 10 ml saltvand for at sikre fuld udvidelse.

Fastgør pakningen ved at tape strengen fast på patientens kind. Hvis begge sider af næsen er udfyldt, kan strengene bindes sammen.

##### Udtagning

Tag fat om pakningen, og tag den forsigtigt ud.

Udtagning skal udføres af en læge.

##### Sterilisering

Denne enhed leveres steriliseret med gammastråling og er kun beregnet til ENGANGSBRUG.

#### FARES KNYTTET TIL GENANVENDELSE AF ENHEDER KUN TIL ENGANGSBRUG

- Engangsanordninger er ikke blevet valideret til genbrug.  
Hvis du genbruger en enhed, kan du blive holdt juridisk ansvarlig for sikker ydeevne.
- Risiko for krydskontaminering og infektion hos patienter. Herunder overførsel af:
  - CID og variant-CJD.
  - Prionsygdomme.
  - Bakterielle endotoksiner.
  - Hepatitis B og hepatitis C.
  - Risici i forbindelse med HIV og AIDS
- Svigt af anordningen via materialetræthed eller nedbrydning forårsaget af den første anvendelse og designet.
- Patientskade som følge af svigt af anordningen og/eller kemiske forbrændinger som følge af rester af desinfektionsmidler, der optages af materialerne

## FI – KÄYTTÖOHJEET

#### Kuvaus

PVA-sienien Network-tuotevalikoiman tuotteet on suunniteltu vastaamaan kirurgin tarpeisiin tapauksissa, joissa tarvitsee tyrehtyttää verenvuoto invasiivisen leikkauksen tai traumaattisen vamman jälkeen. Tuotteet ovat nopea- ja helppokäyttöisiä ja vähentävät hemostaasin saavuttamiseen tarvittavaa aikaa, jos verenhukka on kriittinen.

Tuotteita on saatavana useissa eri malleissa sekä eri leveyksillä ja pituuksilla. Näistä kirurgi voi valita mieltymystensä ja tarpeidensa mukaiset. Valikoima laajennetaan vastaamaan myös aasialaistausten lasten ja aikuisten tarpeita.

#### Käyttötarkoitus

PVA-sienien KNK-tuotteet on tarkoitettu tyrehtyttämään verenvuotoa invasiivisen leikkauksen tai traumaattisen vaurion jälkeen KNK-leikkauksessa. PVA-sieni imee nopeasti verta ja ruumiinnesteitä. PVA on kudossopiva, ja joissakin tapauksissa sitä voidaan käyttää leikkauksen jälkeisenä kudostukena sekä lääkeannoksen viemiseen leikkaukseen (mikäli käyttöohjeissa niin ohjeistetaan).

Series 5000 -nenätamponit ovat yksittäisiä hydraatiotamponeita, jotka pysyvät kosteina jopa 7 päivän ajan, eikä niitä tarvitse kostuttaa ennen poistamista. Ulkopuolinen pussi antaa tarttumattoman liittymäpinnan kudoksen sisään päin kasvuun vastaan, mikä helpottaa huomattavasti tamponin poistamista ja tekee potilaan olon mukavammaksi.

#### VAROITUKSET

- Laitte toimitetaan STERIILINÄ ja käyttövalmiina.
- Tuote on tarkoitettu VAIN KERTAKÄYTTÖÖN. EI SAA steriloida uudelleen tai käyttää uudelleen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut.
- Tätä laitetta saa käyttää vain soveltuvasti koulutettu tai pätevä henkilö laitoksen hyväksymissä ja suosittelemissa olosuhteissa.
- Tuote on kosketuksissa kehon nesteiden kanssa, jotka voivat olla kontaminoituneita. Laitteen käsittelyssä ja hävityksessä käytön jälkeen tulee olla huolellinen kontaminaation estämiseksi.
- VAROITUS: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkäriin määrääksensä.
- Älä jätä tamponia paikoilleen yli 4 päiväksi, tai seurauksena voi olla vakavia sivuvaikutuksia.
- Kyllästä tamponi aina ennen poistamista.
- Lankaa käytetään vain indikaattorina.
- Langan kiinnittäminen potilaan poskeen estää tamponin liikkumisen taaksepäin, jolloin eliminoidaan mahdollisuus, että tamponi kyllästyy entisestään ja aiheuttaa tukkeuman.

#### MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Tamponit on liitetty toksiseen sokkioireyhtymään (TSS). Jos potilaalla ilmenee oireita kuten äkillistä kuumetta, oksentelua, ripulia, huijausta, pyörtymistä tai hän on vähällä pyörtyä tai jos potilaalla on auringonpolttamalta näyttävää ihottumaa, NETCELL-hoito on keskeytettävä välittömästi.

#### Vaaratilanteesta raportointi

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on raportoitava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

#### OHJEET

##### Paikalleen asettaminen

Levitä antibioottivoidetta tamponin kaikille pinnoille.

Pitele tamponia pihdeillä tai sormilla ja aseta se varovasti halutulle tamponointialueelle. Tamponin sieniosan tulee olla nenän sisällä, ja pussin kaulaosan on pysyttävä näkyvässä.

Kun tamponi on paikallaan, kallista potilaan päätä taaksepäin. Avaa pussin muovinen kaulaosa peukalon ja etusormen välissä, työnnä ruiskun kärki sisään ja huuhtele vähitellen vähintään 10 ml:lla suolaliuosta, jotta täysi laajeneminen varmistetaan.

Kiinnitä tamponi paikalleen teippaamalla lanka potilaan poskeen. Jos nenän molemmat puolet on tamponoitu, langat voidaan sitoa yhteen.

##### Poistaminen

Tartu tamponiin ja poista se varovasti.

Lääkäriin tulee suorittaa poistaminen.

##### Sterilointi

Tämä laite toimitetaan gammasäteilytyksellä steriloituna, ja se on tarkoitettu VAIN KERTAKÄYTTÖÖN.

#### KERTAKÄYTTÖLAITTEIDEN UUELLEENKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAARAT

- Kertakäyttöisiä laitteita ei ole hyväksytty käytettäväksi uudelleen.  
Jos käytät laitetta uudelleen, sinua voidaan pitää oikeudellisesti vastuussa laitteen turvallisuudesta.
  - CID ja variantti CID
  - Prionitaudit
  - Bakteeriodotoksiinit
  - Hepatiitti B ja hepatiitti C
  - HIV:n ja AIDSin aiheuttamat riskit
- Materiaalin väsymisen tai hajoamisen aiheuttama laitevika, joka on aiheutunut ensimmäisestä käytöstä ja muotoilusta.
- Laitteen toimintahäiriöstä johtuva potilaan loukkaantuminen ja/tai kemialliset palovammat, jotka ovat aiheutuneet materiaaleihin imeytyneistä puhdistusainoiden jäämistä



**'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK**  
**'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE**

## NO – BRUKSANVISNING

### Beskrivelse

Produktene i Network-utvalget av PVA-svampprodukter har blitt utformet for å møte kravene kirurgen har i situasjoner der man må stanse blodtapet etter invasiv kirurgi eller traumeskader. Produktene er raske og enkle å bruke, og de bidrar til at det tar mindre tid å opprette hemostase der blodtapet er kritisk.

Produktene er tilgjengelige i en rekke utførelser, bredder og lengder som passer til kirurgens preferanser og behov. Utvalget er utvidet ytterligere for å imøtekomme kravene til barn og voksne av asiatiske opprinnelse.

### Tiltenkt bruk

PVA-svampproduktene for ØNH er konstruert for å stanse blodtap etter invasiv kirurgi eller traumatisk skade på ØNH-avdelingen. PVA-svampen reagerer raskt for å absorbere blod- og kroppsvæsker. PVA er biokompatibelt og kan i noen tilfeller anvendes til postoperativ vevsstøtte og til å frakte medikament til operasjonsstedet (der dette er spesifisert i bruksanvisningen).

Nesepakkene i 5000-serien er hydrerende engangspakker som holder seg fuktige i opptil 7 dager. De trenger ikke å fuktet før de fjernes. Den utvendige posen fungerer som en ikke-klebrig kontaktflate som hindrer innvekst av vev, gjør den enklere å fjerne og ivaretar pasientkomforten.

### FORSIKTIG

- Utstyret leveres STERILT og klart til bruk.
- Dette utstyret er kun til ENGANGSBRUK. Det skal IKKE steriliseres eller brukes på nytt.
- Det skal ikke brukes hvis emballasjen er åpnet eller skadet.
- Dette utstyret skal kun brukes av en kvalifisert person i henhold til de betingelsene som er godkjent og anbefalt av sykehuset.
- Produktet vil komme i kontakt med kroppsvæsker som kan være kontaminert. Vær forsiktig når utstyret håndteres og kastes etter bruk slik at du unngår kontaminasjon.
- **FORSIKTIG:** I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av lege eller etter ordinasjon fra lege.
- For å unngå alvorlige bivirkninger må ikke pakken stå inne i mer enn 4 dager.
- Pakken skal alltid gjennombløtes før du fjerner den.
- Snoren skal kun brukes som en indikator.
- Når snoren festes på kinnet til pasienten, hindrer du pakken i å flytte seg bakover, og du unngår dermed at pakken absorberer ytterligere og forårsaker obstruksjon.

### MULIGE BIVIRKNINGER

Tamponger er forbundet med toksisk sjokksyndrom (TSS). Ved symptomer som plutselig feber, oppkast, diaré, svimmelhet, besvimelse eller nestenbesvimelse og utslett som ligner solbrenthet, må behandlingen med NETCELL avbrytes umiddelbart.

### Rapportering av hendelser

Eventuelle alvorlige hendelser som inntreffer i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende

### INSTRUKSJONER

#### Innføring

Påfør antibiotikasalve på alle overflatene i pakken.

Hold pakken med en tang eller med fingrene og sett den forsiktig inn i det ønskede området. Svampdelen av pakken skal være inne i nesen, og halsdelen av posen skal være eksponert.

Når den er på plass, vipper du hodet til pasienten bakover. Åpne halsdelen i plastikk på posen mellom tommelen og pekefingeren, før inn sprøytespissen og fukt pakken med minst 10 ml saltløsning for å sikre full ekspansjon.

Fest pakken på plass ved å teipe snoren til pasientens kinn. Hvis begge sider av nesen er pakket, kan snorene knyttes sammen.

#### Fjerning

Hold i pakken og ta den forsiktig ut.

Pakken skal fjernes av en lege.

#### Sterilisering

Dette utstyret leveres sterilisert med gammastråling og er kun beregnet for ENGANGSBRUK.

#### FARE FORBUNDET MED GJENBRUK AV UTSTYR SOM KUN ER TIL ENGANGSBRUK

1. Utstyr som kun er til engangsbruk, er ikke godkjent for gjenbruk.  
Den som bruker slikt utstyr på nytt, kan bli holdt juridisk ansvarlig for utstyrets sikkerhet.
2. Krysskontaminasjon og infeksjonsrisiko for pasienter. Inkludert overføring av:
  - CJS og variant av CJS.
  - Prionsykdommer.
  - Bakterielle endotoksiner.
  - Hepatitt B og hepatitt C.
  - Risikoer ved HIV og AIDS
3. Utstyrsvikt som skyldes tretthet eller svekkelse i materialer forårsaket av førstegangs bruk og utforming.
4. Pasientskade som følge av utstyrsvikt og/eller kjemiske forbrenninger grunnet rester av dekontaminasjonsmidler som er blitt absorbert av materialene

## SV – BRUKSANVISNING

### Beskrivelse

Produktene i Network-sortimentet med PVA-svampprodukter har utformats for å oppfylle kravene kirurgen der det måtte gå å hamma blodförlust etter invasiv kirurgi eller traumatisk skade. Produktene går snabbt og enkelt å använda och minskar den tid som krävs för att skapa hemostas när blodförlusten är kritisk.

Produktene finns i en mängd olika utföranden, bredder och längder för att passa kirurgens önskemål och behov i så hög grad som möjligt. Sortimentet är ytterligare utvidgat för att tillgodose behoven hos barn och vuxna med asiatiskt ursprung.

### Avsedd användning

PVA-svampprodukter för ÖNH är utformade för att hamma blodförlust efter invasiv kirurgi eller traumatisk skada vid ÖNH-kirurgi. PVA-svampen reagerer snabbt med att absorbera blod och kroppsvätskor. PVA är biokompatibelt och kan i vissa fall användas för postoperativ vävnadsstöd och för att transportera läkemedel till operationsstället (där detta anges i bruksanvisningen).

Näspackningar i 5000-serien är enskilt förpackade hydreringspackningar som håller sig fuktiga i upp till 7 dagar och inte kräver hydrering före avlägsnandet. Den yttre påsen erbjuder en non-stick-yta mot vävnadsinväxt, vilket främjar enklare avlägsnande och patientkomfort.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Produkten levereras STERIL och redo att använda.
- Produkten är ENDAST AVSEDD FÖR ENGANGSBRUK. Får EJ återsteriliseras eller återanvändas.
- Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
- Denna enhet får endast användas av en lämpligt utbildad eller kvalificerad person under förhållanden som är godkända och rekommenderade av inrättningen.
- Produkten kommer i kontakt med kroppsvätskor, som kan vara kontaminerade. Hantering och kassering av enheten efter användning ska ske med försiktighet för att förhindra kontaminering.
- **FÖRSIKTIGHET:** I USA får enligt federal lag denna produkt endast försäljas av läkare eller enligt läkares ordination.
- Lämna inte packningen kvar i mer än 4 dagar, annars kan allvarliga biverkningar uppkomma.
- Mätta alltid packningen före avlägsnandet.
- Strängen ska endast användas som indikator.
- Om strängen fästs vid patientens kind förhindras att packningen rör sig bakåt, vilket eliminerar risken för att packningen kommer längre in och orsakar ett hinder.

### MÖJLIGA BIVIRKNINGAR

Tamponader är förknippade med toxiskt chocksyndrom (TSS). Vid symptom som plötslig feber, kräkningar, diarré, yrsel, svimning eller svimningskänsla, och om utslag uppträder som liknar solbränna, måste behandlingen med NETCELL avbrytas omedelbart.

### Incidentrapportering

Allvarliga incidenter som eventuellt inträffar i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

### ANVISNINGAR

#### Inläggning

Applicera antibiotisk salva på packningens alla sidor.

Håll packningen med peang eller fingrar och lägg försiktigt in den i önskat packningsområde. Svampdelen av packningen ska vara inne i näsan och halsdelen av påsen ska förbli exponerad.



'PRODUCT NAME: SERIES 5000™ NASAL PACK

'PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

När packningen är på plats ska patientens huvud lutas bakåt. Öppna plasthalsdelen av påsen med tummen och pekfingeret, för in spetsen på en spruta och spola gradvis med minst 10 ml saltlösning för att säkerställa full expansion.

Fäst packningen på plats genom att tejpa strängen mot patientens kind. Om båda sidorna av näsan är tamponerade kan strängarna knytas samman.

**Borttagning**

Ta tag i packningen och ta försiktigt bort den.

Avlägsnande ska utföras av en läkare.

**Sterilisering**

Enheten levereras steril genom gammastrålning och är ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK.

**RISKER FÖRKNIPPADE MED ÅTERANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR ENGÅNGSBRUK**

1. Produkter för engångsbruk har inte validerats för återanvändning.  
Om du återanvänder en enhet kan du hållas juridiskt ansvarig för att den har en säker funktion.
2. Risk för att patienter utsätts för korskontaminering och infektion. Här ingår överföring av:
  - CJD och variant av CJD.
  - Prionsjukdomar.
  - Bakteriella endotoxiner.
  - Hepatit B och hepatit C.
  - Risker på grund av HIV och AIDS
3. Produktfel till följd av att material slitits ut eller brutits ned på grund av användning eller produktens utformning.
4. Patientskada på grund av fel på enheten och/eller kemiska brännskador från rester av dekontamineringsmedel som absorberats i materialen



**Network Medical Products Ltd**

Coronet House, Kearsley Road, Ripon,

North Yorkshire, HG4 2SG, UK

Tel: +44 (0)1765 609555 Fax: +44 (0)1765 608476

[info@networkmedical.co.uk](mailto:info@networkmedical.co.uk) | [www.networkmedical.co.uk](http://www.networkmedical.co.uk)



NEC\_008 REV 06 12/20



Advena Limited

Tower Business Centre,

2nd Floor, Tower Street, Swatar,

BKR 4013, Malta